



## Hudelektroder 50 x 50 mm

Artikelnummer: 161

- Hudelektroderna kan användas på de flesta TENS, NMES, TEMS och EMG biofeedback apparater.
- Elektroderna har en självhäftande, vattenbaserad och latexfri gel. Detta gör att hudelektroderna är mycket mjuka och enkla att fästa överallt på kroppen.
- Elektroderna har en ledande karbonfilm som ger en god kontaktyta utöver hela elektrodens översida.

Levereras med 4 stycken elektroder i varje paket.